

Пожалуйста, заполните разделы ниже и вышлите заявку по почте, факсу по электронной почте, но не менее чем за 3 недели до даты проведения МСИ: ООО «Лаб стандарт», 241035, г. Брянск, ул. Бурова д.20, оф 206, тел +7-4832-629-729, e-mail: [msi@labstandart.com](mailto:msi@labstandart.com)

 Returning customer Lab ID: 

Раунд	Дата отправки образцов	Дата окончания раунда	Образцы и матрицы																	
			PT-DP-A1	PT-DP-A2	PT-DP-B1	PT-DP-B2-A	PT-DP-B2-B	PT-DP-B2-C	PT-DP-B2-D	PT-DP-B3-A	PT-DP-B3-B	PT-DP-B3-C	PT-DP-B4	PT-DP-B5	PT-DP-C1	PT-DP-D1	PT-DP-D2	PT-DP-E1	PT-DP-E2	PT-DP-E3
			See table below for list of available spirits																	
DP104	25 Янв	22 Фев																		
DP105	26 Апр	24 Май																		
DP106	02 Авг	31 Авг																		
DP107	25 Окт	22 Ноя																		

	Не доступен
<b>1</b>	Пожалуйста, укажите в ячейке необходимое количество образцов

Образец	Количество	Вид матрицы	
PT-DP-A1 Ферментированное сусло	500 мл	Ферментированное сусло (fermented wash)	
PT-DP-A2 Имитация сусла	250 мл	Имитация сусла	
PT-DP-B1 Шотландский виски	300 мл	Шотландский виски, доступный в свободной продаже Раунд DP105: Содержит этилкарбамат в концентрации более 10 мкг/л	
PT-DP-B2-A Бурбон	300 мл	Dark Distilled Spirits	Бурбон
PT-DP-B2-B Темный ром			Темный ром
PT-DP-B2-C Бренди			Бренди
PT-DP-B2-D Ирландский виски			Ирландский виски
PT-DP-B3-A Джин	300 мл	Clear Distilled Spirits	Джин
PT-DP-B3-B Водка			Водка
PT-DP-B3-C Белый ром			Белый ром
PT-DP-B4 Имитация спирта	250 мл	Имитация спирта	
PT-DP-B5 Эфиры	100 мл	Виски не подвергавшийся «холодной фильтрации»	
PT-DP-C1 Сидры	2 банки или бутылки	Сидр, доступный в свободной продаже	

Образец	Количество	Вид матрицы	Дополнительная информация
PT-DP-D1 Белое/розовое вино	500 мл	Белое или розовое вино, доступное в свободной продаже	Образцы должны быть проанализированы на наличие диоксида серы в течение трех дней после получения.
PT-DP-D2 Красное вино	500 мл	Красное вино, доступное в свободной продаже	
PT-DP-E1 Фруктовый ароматизированный напиток (ABV<10%)	2 банки или бутылки	Фруктовые ароматизированные напитки «готовые к употреблению» доступные в свободной продаже	Поставляется в оригинальной упаковке
PT-DP-E2 Ликёр (ABV 20-40%)	300 мл	Ликер, доступный в свободной продаже	-
PT-DP-E3 Крем Ликер	300 мл	Крем ликер, доступный в свободной продаже	-

Для получения более подробной информации, обратитесь к специалистам компании.

## ООО «Лаб стандарт»

241035 Россия, г.Брянск, ул.Бурова, д.20, оф. 206.

[www.labstandart.com](http://www.labstandart.com)

e-mail: [info@labstandart.com](mailto:info@labstandart.com)

+7 4832 629-729

+7 900 363 31 99

**Пожалуйста, укажите ниже вашу контактную информацию:**

<b>Доставка тестируемых материалов:</b>	<b>Плательщик:</b>
Контактное лицо: _____	РЕКВИЗИТЫ _____
Компания: _____	_____
Адрес: _____	_____
Телефон: _____	_____
Факс: _____	_____
E-mail: _____	_____

- Доставка: за пределы г. Брянска не входит в стоимость проведения МСИ.
- Условия оплаты: 100% предоплата.
- При отказе принимать участие на любом этапе программ профессионального тестирования, возмещение затрат не производится.
- ООО «ЛАБСТАНДАРТ» оставляет за собой право не отправлять последующие образцы и отчеты по предыдущим образцам, не зависимо от участника, при не оплате имеющихся счет-фактур в указанные сроки.
- Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Отчеты и формы отчетности доступны на английском языке в специально разработанной базе данных логин и пароль, Вам будет предоставлен после проведения раундов.
- Подписывая это приложение, вы соглашаетесь соблюдать стандартные условия и условия на поставку в лаборатории качественной продукции. Кроме того, для образцов, содержащих микроорганизмы с уровнем биобезопасности (BSL) 1 или 2, вы подтверждаете, что соблюдаете соответствующие законы и правила использования таких материалов.

Дата .....

Подпись .....